

Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня №10» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

ПРОТОКОЛ

обґрунтування технічних, якісних, кількісних характеристик, очікуваної вартості предмета закупівлі та застосування процедури закупівлі відкриті торги з особливостями.

м. Київ

19.03.2024 р.

№ 08/25-аВТп

Найменування: Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня №10» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Місцезнаходження: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 59-Б.

Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 01993931

Предмет закупівлі: Хімічна продукція, згідно ДК 021:2015 24960000-1 Хімічна продукція різна

Вид закупівлі: відкриті торги з особливостями

Орієнтовний початок проведення: березень 2025 року

Кількість товару: зазначена в Табл.1

Місце поставки товару: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 59-Б

Строки поставки товарів: протягом 2025 року

Обґрунтування застосування процедури закупівлі:

Процедура закупівлі визначена відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178.

Обґрунтування доцільності закупівлі:

На підставі наданої річної потреби завідувача бактеріологічної лабораторії Мельковської О.О. для своєчасного проведення лабораторних досліджень, з метою забезпечення якісного надання медичної допомоги пацієнтам в період воєнного часу, є необхідність у закупівлі витратного діагностичного матеріалу.

Обґрунтування обсягів закупівлі:

Обсяг закупівлі розрахований відповідно до наданої потреби бактеріологічної лабораторії з урахуванням фактичних витрат минулого періоду.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі відповідають потребам замовника та вимогам чинного законодавства і зазначені в Додатку 3 до тендерної документації.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Табл.1

Медико-технічні вимоги до предмету закупівлі:

№	НК 024-2019	Назва	МТВ	Од.	Кількість
1	45445- Амікацинові диски для тестування на чутливість IVD	Амікацин (30 мкг)	Для визначення антимікробної активності культур методом Бауера-Кірбі. 100 дисків у флаконі.	шт	16
2	37722 — Диск IVD випробування чутливості до астреоноаму	Азтреонам (30 мкг)	Для визначення антимікробної активності культур методом Бауера-Кірбі. 100 дисків у флаконі.	шт	16
3	59172 — Пеніцилін G, диски для тестування на чутливість IVD	Бензилпеніцилін (1 одиниця)	Для визначення антимікробної активності культур методом Бауера-Кірбі. 100 дисків у флаконі.	шт	7
4	59162 — Норфлксацин диски для тестування на чутливість IVD	Норфлксацин (10 мкг)	Для визначення антимікробної активності культур методом Бауера-Кірбі. 100 дисків у флаконі.	шт	10
5	45529 — Гентаміцинові диски для тестування на чутливість IVD	Гентаміцин (10 мкг)	Для визначення антимікробної активності культур методом Бауера-Кірбі. 100 дисків у флаконі.	шт	18
6	45352 -Диски / стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних	Пефлксацин (5 мкг)	Для визначення антимікробної активності культур методом Бауера-Кірбі. 100 дисків у флаконі.	шт	10

	антибіотиків IVD, набір				
7	46191- Ампіцилінові диски для тестування на чутливість IVD	Ампіцилін (2 мкг)	Для визначення антимікробної активності культур методом Бауера- Кірбі. 100 дисків у флаконі.	шт	10
8	59159 — Нітрофурантоїн диски для тестування на чутливість IVD	Нітрофурантоїн (100 мкг)	Для визначення антимікробної активності культур методом Бауера- Кірбі. 100 дисків у флаконі.	шт	1
9	46156 Амоксицилін/клавуланова кислота диски для тестування на чутливість IVD	Амоксиклав (R) (30 мкг)	Для визначення антимікробної активності культур методом Бауера- Кірбі. 100 дисків у флаконі.	шт	1
10	59206- Тикарцилін / клавуланова кислота диски для тестування на чутливість IVD	Тікарцилін/Клавуланова кислота 75/10 мкг	Для визначення антимікробної активності культур методом Бауера- Кірбі. 100 дисків у флаконі.	шт	8
11	59139- Левофлоксацин диски для тестування на чутливість IVD	Левофлоксацин (5 мкг)	Для визначення антимікробної активності культур методом Бауера- Кірбі. 100 дисків у флаконі.	шт	16
12	59143- Лінезолід диски для тестування на чутливість IVD	Лінезолід (10 мкг)	Для визначення антимікробної активності культур методом Бауера- Кірбі. 100 дисків у флаконі.	шт	10
13	45390 Диск кліндаміцину для тестування на чутливість IVD	Кліндаміцин (2 мкг)	Для визначення антимікробної активності культур методом Бауера- Кірбі. 100 дисків у флаконі.	шт	8
14	59147- Меропенем диски для тестування на чутливість IVD	Меропенем, 10 (50 шт)	Для визначення чутливості мікроорганізмів до протимікробних препаратів. Пакування-1 x 50 дисків.	паков	36
15	46169- Диски імпіпенему для тестування на чутливість IVD	Імпіпенем (10 мкг) (50 шт)	Для визначення чутливості мікроорганізмів до протимікробних препаратів. Пакування-1 x 50 дисків.	паков	18
16	37441- Диск IVD випробування на сприйнятливості до цефазидиму	Цефтазідім (10 мкг)	Для визначення антимікробної активності культур методом Бауера- Кірбі. 100 дисків у флаконі.	шт	13
17	42487- Диски для тестування на чутливість з цефуросксом натрію, IVD	Цефуросксим (30 мкг)	Для визначення антимікробної активності культур методом Бауера- Кірбі. 100 дисків у флаконі.	шт	1
18	59207-Тигециклін диски для тестування на чутливість, IVD	Тігециклін (15 мкг)	Для визначення антимікробної активності культур методом Бауера- Кірбі. 100 дисків у флаконі.	шт	19
19	42520- Диски для тестування на чутливість з цефепимом, IVD	Цефепім (30 мкг)	Для визначення антимікробної активності культур методом Бауера- Кірбі. 100 дисків у флаконі.	шт	12
20	59177- Піперацилін / тазобактам диски для тестування на чутливість, IVD	Піперацилін/Тазобактам (30/6 мкг)	Для визначення антимікробної активності культур методом Бауера- Кірбі. 100 дисків у флаконі.	шт	10
21	38720- Цефокситин диски для тестування на чутливість IVD	Цефокситін (30 мкг)	Для визначення антимікробної активності культур методом Бауера- Кірбі. 100 дисків у флаконі.	шт	7

22	59213 — Ванкоміцин диски для тестування на чутливість, IVD	Ванкоміцин (5 мкг)	Для визначення антимікробної активності культур методом Бауера- Кірбі. 100 дисків у флаконі.	ШТ	7
23	59204- Тетрациклін диски для тестування на чутливість, IVD	Тетрациклін (30 мкг)	Для визначення антимікробної активності культур методом Бауера- Кірбі. 100 дисків у флаконі.	ШТ	7
24	59209- Тобраміцин диски для тестування на чутливість, IVD	Тобраміцин (10 мкг)	Для визначення антимікробної активності культур методом Бауера- Кірбі. 100 дисків у флаконі.	ШТ	15
25	45299 — Диски для тестування на чутливість грибів до численних антибіотиків IVD, набір	Флюконазол (25 мкг)	Для визначення антимікробної активності противірибкових культур. 100 дисків у флаконі.	ШТ	1
26	59164 — Ністатин диски для тестування на чутливість, IVD	Ністатин (100 одиниць)	Для визначення антимікробної активності противірибкових культур. 100 дисків у флаконі.	ШТ	1
27	45299 — Диски для тестування на чутливість грибів до численних антибіотиків IVD, набір	Амфотеріцин-Бета (20 мкг)	Для визначення антимікробної активності противірибкових культур. 100 дисків у флаконі.	ШТ	1
28	45352 -Диски / стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD, набір	Колістіін Ezy MIC Strip (60стріпів)	Для визначення антимікробної чутливості. Тонка, інертна та пориста смужка паперу, вкрита колістіном. (60 смужок в упаковці)	ШТ	3
29	45352 -Диски / стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD, набір	Жовч ЖОВ 3 мг	Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифунзійним методом. 100 дисків у флаконі.	флак	1
30	41910- Диск IVD дискретизації сприйнятливості до еритроміцину	Еритроміцин (15 мкг)	Для визначення антимікробної активності культур методом Бауера- Кірбі. 100 дисків у флаконі.	ШТ	11
31	45352 -Диски / стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD, набір	Гексадиски Antimyo 01 (упаковка 10 шт)	Є набором з 6 поодиноких дисків, радіально прикріплених до пластикової сердцевини ("ромашка"). Ці диски покріті антибіотиками, які перевіряють антибіотикочутливість грибкових культур.	ШТ	1
32	43680- Бацитрацин, диференціюючий диск, IVD	Бацитрацин	Для ідентифікації і диференціації стрептококків групи А (головним чином, Streptococcus pyogenes) та інших β -гемолитичних стрептококків. З фільтрувального паперу, просочені 0,04 ОД антибіотика бацитрацину. 50 дисків у флаконі.	флак	1
33	61627 - Агар для Enterobacteriaceae живильне середовище IVD	Агар Ендо (0,25 кг)	Диференціація бактерій. за здатністю ферментувати лактозу	КОНТ	6
34	58639 - Агар Мюллера- Хінтона для дослідження антимікробної чутливості живильне середовище IVD	Агар Мюллера- Хінтона (500 г)	Для культивування нейсерій і для визначення чутливості мікроорганізмів до антимікробних засобів.	ШТ	3
35	58649 - Поживний агар живильне середовище IVD	Поживний агар (0,25кг)	Культивування мікроорганізмів	КОНТ	8

36	58690- Трьохцукровий залозистий агар для дифенціації Enterobacteriaceae IVD	Середовище Олькеницького (0,25кг)	Диференціація бактерій. за здатністю ферментувати вуглеводи сечовину та продукувати сірководень	КОНТ	2
37	58669 — Цитратний агар Сіммонса для Enterobacteriaceae живильне середовище IVD	Цитратний агар Сіммонса (0,25кг)	Диференціація ентеробактерій за здатністю ферментувати цитрат.	КОНТ	1
38	51657 -Множинні види бактерій Staphylococcus, визначення ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), реагент	Плазма кроляча	Препарат являє собою ліофілізовану плазму кролячу цитратну, отриману з крові кроликів, змішану з 5% водним розчином натрію лимоннокислого у співвідношенні 5: 1. Має вигляд дрібно пористої, пухкої, біло-рожевої маси. Має вигляд дрібно пористої, пухкої, біло-рожевої маси. Призначення: Видова ідентифікація стафілококів в реакції плазмо коагуляції. Флакони з дозатором по 1 мл.	ПАКОВ	2
39	58660 — Агар Сабуро з декстрозой для культивування грибів живильне середовище IVD	Сабуро агар з глюкозою та хлорамфеніколом (0,25кг)	Виделення культивування та ідентифікація <i>Candida albicans</i> .	КОНТ	1
40	58556 - Протимікробна добавка до бульйонних живильних середовищ IVD	NaCl чда	Для мікробіологічних досліджень	КГ	1
41	58679-Бульйон з тіогліколятом живильне середовище IVD	Тіогліколеве середовище (0,25кг)	Контроль стерильності	КОНТ	4
42	43647-Розчин йоду, IVD (діагностика in vitro)	Реактив Люголя (50 мл)	Фарбування за методом Грамма. Для використання в in Vitro діагностиці. Не є лікарським засобом. (флакон-50мл)	ШТ	2
43	62707- Базовий компонент живильного середовища ІВД	Глюкоза фарм	Для мікробіологічних досліджень	КГ	1,5
44	58650 - Поживний бульйон живильне середовище IVD	Поживний бульйон (0,25 кг)	Накопичення мікроорганізмів	КОНТ	3
45	62707- Базовий компонент живильного середовища ІВД	Сироватка для бактеріологічних поживних середовищ	Збагачення бактеріологічних поживних середовищ, культивування клітин, у тому числі в дослідницьких цілях для культивування клітин в біохімічних лабораторіях і біотехнологічному виробництві. Не призначена для медицини та ветеринарії. (флакон-100мл)	флак	2
46	58534- Агар для анаеробних мікроорганізмів живильне середовище ІВД	Біфідум середовище (0,1кг)	Виділення та культивування біфідобактерій	КОНТ	1
47	58532- Лужна пептонна вода живильне середовище бульйон ІВД	Лужний пептон (основний)(0,25кг)	Накопичення холерного вібріону	КОНТ	1
48	58545- Агар з сульфитом вісмуту для Salmonella spp. живильне середовище ІВД	Вісмут-сульфіт агар (0,25кг)	Селективне виділення сальмонел	КОНТ	1
49	62080- Агар для Lactobacillus spp. живильне середовище ІВД	Лактобакагар (M.R.S. бульйон)(0,1кг)	Культивування лактобактерій	КОНТ	1
50	62706- Агар ІВД	Агар мікробіологічний	Утворення драглів	КГ	1

51	62081- Фенілаланіновий агар живильне середовище ІВД	Фенілаланін агар (0,25 кг)	Диференціація мікроорганізмів за здатністю дезамінувати фенілаланін.	КОНТ	1
52	50416- Множинні мікроорганізми родини ентеробактерій, ізолюваний штаб ІВД, реагент	Оксидазні диски	Для диференціації представників родів Neisseria, Alcaligenes, Aeromonas, Vibrio, Campylobacter і Pseudomonas (мають оксидазну активність) від ентеробактерій (оксидазонегативні). 50 дисків у флаконі.	флак	1
53	62707- Базовий компонент живильного середовища ІВД	Пептон ферментативний (0,25 кг)	Розчин без осаду	КОНТ	1
54	58662-Агар для Salmonella / Shigella spp. живильне середовище ІВД	Бактоагар Плоскірева (0,25кг)	Диференціація мікроорганізмів за здатністю ферментувати лактозу	КОНТ	1
55	58534- Агар для анаеробних мікроорганізмів живильне середовище ІВД	Ацетатний агар (0,25кг)	Диференціація ентробактерій за здатністю ферментувати ацетат	КОНТ	1
56	43550 Фіксуєча рідина для мікроскопії, ІВД	Імерсійна рідина для мікроскопії (50 мл)	Імерсійна рідина для мікроскопії призначена для використання в якості допоміжного компонента для мікроскопічних методів дослідження в клініко-діагностичних лабораторіях.	флак	2

Примітка: У разі, якщо у даних технічних та якісних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні та якісні вимоги містять вираз «(або еквівалент)».

Очікувана вартість предмета закупівлі вирахована відповідно до моніторингу ринкових цін, з урахуванням вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.08.2020 №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» методом порівняння ринкових цін і становить 172 000,00 грн. з ПДВ.

Уповноважена особа



Владлена Прокопенко